

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE DE KS2™ CPM DEL HOMBRO

Para cambiar abducción y rotación:

1. Para cambiar abducción, oprime la tecla **ALTO**.
2. Oprime la tecla **ALTO** otra vez hasta que la pantalla tenga >> señalando al valor de ABD
3. Oprime la tecla más (+) ó menos (-) para subirle ó bajarle.
4. Para cambiar la rotación, oprime la tecla **Rotación**. Las flechas estaran señalando al numero al lado derecho.
5. Oprime la tecla de mas (+) ó menos (-) para subirle ó bajarle.
6. Oprime la tecla de **COMIENZÓ** para quardar el cambio.
7. Oprime la tecla de **COMIENZÓ** otra vez para recalibrar. La maquina ira a medio nivel y se parará.
8. Oprime la tecla de **COMIENZÓ** otra vez.

